

Violet Ray



Welke techniek gebruikt de Violet Ray?

Het principe om met hoogfrequente stroom diverse ongemakken te behandelen, bestaat al zeker 80 jaar en is destijds ontwikkeld door wetenschapper Nicolas Tesla. De stroom wordt verspreid door een elektrische “spray” die veroorzaakt wordt door middel van een glazen, vacuüm applicator die in een handvat bevestigd is. De elektrische ontlading die in intensiteit verstelbaar is, heeft een diep violette kleur, vandaar de term Violet Ray (violette straal). Vandaag de dag wordt deze methode nog steeds veel gebruikt bij allerlei ongemakken als gewrichtspijnen, huidaandoeningen, wratjes en andere toepassingen. De Violet Ray bestaat al meer dan 80 jaar, is hoogfrequent en de hoge voltage is afkomstig van een lage stroombron. Het heeft een spanning van meer dan 50.000 Volt en een frequentie van meer dan enkele miljoen trillingen per seconde.

De Violet Ray is een eenvoudig en fantastisch apparaat met zeer bijzondere therapeutische kwaliteiten. Zeer geschikt voor zelfbehandeling van vele klachten en ook schoonheidsbehandelingen.

De Violet Ray is geen moderne vinding maar dit apparaat werd vooral in de USA gebruikt van het begin van de jaren 1900 tot voor de tweede wereldoorlog toen de invloed van de commercie van de medische industrie het gebruik vrijwel geheel verdrong. Het was een wonderbaarlijk apparaat wat in sommige artspraktijken aanwezig was en door veel mensen thuis werd gebruikt.

De toegepaste techniek is natuurlijk in onze tijd sterk verbeterd maar aan het principe is niets veranderd. De Violet Ray is voortgekomen uit de, door de grote natuurkundige TESLA, ontwikkelde technieken om hoge spanningen te kunnen opwekken.

De Violet Ray eenvoudig verklaard.

De Violet Ray maakt gebruik van een soort statische elektrische lading (zoals u die bijv. bij een elektrisch geladen haarkam ervaart wanneer deze knettert in het haar). Deze elektrische lading heeft een hoge spanning en trillingsfrequenties maar er is bijna geen stroom. Bij de Violet Ray wordt deze lading met een mengsel van trillingsfrequenties van 50 Hz tot hoger dan 100000 Hz opgebouwd en door een elektrode van glas overgedragen op de huid. Deze glazen elektrode bestaat uit een vacuümbuis gevuld met weinig neongas of argongas. Het gas in de elektrode licht bij het gebruik op met een kleur die van violet- tot roze oranje kan zijn (afhankelijk van gebruikte gassamenstelling en frequenties). Hiervan is de naam Violet Ray (Violette Straal) afgeleid. Er zijn verschillende buizen voor het gemak en een betere werking bij verschillende toepassingen.

Het gebruik.

Het gebruik is aangenaam en volkomen pijnloos en toch doordringend en effectief en kan op alle lichaamsdelen worden gebruikt met de daarvoor aangepaste elektroden. De buis wordt op de blote huid gedrukt of op een dunne laag kleding.

De Violet Ray is het vaak het effectiefst wanneer deze niet op de blote huid wordt toegepast maar wanneer de huid bedekt is, dus door dunne kleding heen. Je hoort soms de hele kleine vonkjes van het glas dan knetteren op de kleding en de huid en dit geeft een prettig tintelend gevoel. Dit is een zeer prettige bijkomstigheid, want men hoeft niet uit de kleren maar moet alleen niet dik gekleed zijn. De Violet Ray werkt meestal snel als pijnverdrijver. Het effect kan tijdens de behandeling al merkbaar zijn. Meestal treedt de reactie op na de behandeling waarbij men soms nog dagen een aangename warmtereactie voelt in het behandelde gebied.

De Violet Ray heeft, op de juiste manier toegepast, een diep inwerkende invloed op de bloedsomloop en het zenuwstelsel.

De fysiologische uitwerking van de Violet Ray.

De Violet Ray werkt op het bloed, de bloedsomloop, het zenuwstelsel, cellen en weefsels. Het verbetert alle voedingsprocessen: de zuurstofvoorziening van de cel en toename van de uitscheiding. Deze eigenschappen zijn vooral verantwoordelijk voor de grote kracht van de Violet Ray als een prikkel om verlichting te geven aan ziekten en aan een herstel tot een normaal, gezond functionerend lichaam.

Men voelt geen pijn wanneer men de vacuümbuis stevig op de huid of kleding drukt alleen wat warmte wordt waargenomen. Wanneer we de buiselektrode van de huid of kleding verwijderen ontstaat vanuit het raakpunt een ongevaarlijke stimulerend vonkboogje vergelijkbaar met een elektrisch geladen haarkam. De sterkte van de werkspanning is met het apparaat te regelen.

Het effect van de vacuümbuiselektrode.

1. Toename van de bloedtoevoer naar een bepaald gebied.
2. Toename van zuurstof in het bloed.
3. Toename van uitscheiding van de afvalproducten.
4. Toename van de lichaamswarmte zonder dat er koorts ontstaat.
5. Plaatselijke ontsmetting van de huid door de ozon die vrijkomt in de lucht rond de elektrode.

Wanneer u de Violet Ray dagelijks gebruikt moet zich onthouden van het gebruik van alcohol. Alcohol gebruik verstoort de energiehuishouding van uw lichaam, het maakt u onnodig los van uw energetische basis, en dit kan ongunstig zijn voor de inwerking van de Violet Ray.

De Violet Ray kan gebruikt worden bij veel dagelijkse ongemakken.

Behalve als pijnbestrijder zijn talloze goede resultaten bereikt met de behandeling van interne ziekten wanneer er met wat kennis van zaken gebruik gemaakt wordt van de Violet Ray. In het verleden werd de Violet Ray vaak gebruikt bij de behandeling van onderstaande klachten:

Abcessen	Slapeloosheid,
Anemie	Kreupelheid
Astma, Eczeem	Bewegingsstoornissen
Aderverkalking	Lage rugklachten, pijn
Kaalheid	Nerveuze aandoeningen
Nek en schouderpijn, ontsteking	Zenuwontsteking
Bronchitis	Vetzucht
Eeltknobbels	Buikpijn, pijn in de borst en ribben
Kneuzingen	Verlamming
Circulatiestoornissen, Wintertenen	Pijnen in knie enkel en voet
Verkoudheid	Puistjes
Roos	Pusvorming
Doofheid, Oorzakten	Reuma
Aangezichtspijn, neuralgie	Littekens
Prostaatvergroting	Ischias
Haaruitval	Huidziekten
Vrouwenklachten, menstruatie, hormonen	Keelpijn en keel ziekten
Jicht	Verstuikingen
Aambeien	Kiespijn
Hooikoorts	Zwakke ogen
Gevolgen kinderverlamming	Rimpels
Vergeetachtigheid	Wratten

Waarom wordt de Violet Ray niet vaker gebruikt in deze tijd?

De oorzaak is te vinden in de commerciële macht van de farmaceutische industrie en hun vernietigende lobby tegen de Violet Ray (hun grote concurrent) in de jaren voor de 2e wereldoorlog. Tot in het midden van de jaren 1970 was zelfs het produceren van dit apparaat in de Verenigde Staten (USA) nog strafbaar.

Behandelen.

Met de Violet Ray werd in de jaren 1920 voornamelijk op de plaats van de pijn of klacht behandeld met de elektrode op de huid, of bedekkende kleding. De glazen buiselektrode werd over het gebied gestreken, direct op de huid of over de kleding. De behandeling duurt meestal enkele minuten per dag. Met de buis wordt een gebied enkele minuten bestreken. Hiermee zijn hele mooie resultaten behaald. Dit maakt de behandelingen ook erg eenvoudig en door iedereen uit te voeren.

Bron: <http://www.colloidaalzilver.nl>